

UPFLNTOven GT1 Pro

氧化锆烧结炉



- 精准控温
PID智能温度控制, 控温精度高
- 掉电记忆功能
可从任意程序的任意一段曲线开始工作
- 节能环保
保温材料无污染, 保温效果好, 保证加热过程中温度的均匀性
- 预烘干功能
节省大部分白蜡染色烘干时间,
达到高效、快速的表面烘干处理



— 技术参数 —

尺寸	420X510X800mm	额定功率	2500W
重量	44.35kg	快速保险管	2~380V 16A
电压	220V±10%	防护等级	IP21
频率	50Hz		

深圳爱尔创口腔技术有限公司
Shenzhen Upcera Dental Technology Co., Ltd.

资料仅供专业人士及内部交流使用*注意事项详见设备说明书



官方公众号