

UPFLNTMill-A41

4 轴 氧化锆 雕刻 机





—— 技术参数 ——

尺寸	54x49x53CM	主轴转速	60000转/分
重量	70Kg	刀具数量	4把
电压	220V 50Hz	冷却方式	风冷
最大功率	1.0KW	加工角度	A轴: $\pm 360^{\circ}$
气压	0.5~0.8MPa		
加工材质	氧化锆、树脂、蜡、PEEK		
加工类型	内冠、全冠、桥体、嵌体、贴面、桩核、支架		

