


UPFLNTMill-A53HUB

物联网四联机多料盘 5轴氧化锆加工机





— 技术参数 —

尺寸	200x120x190CM	主轴转速	80000转/分
重量	1010Kg	刀具数量	12把X4
电压	220V 50Hz	冷却方式	风冷
最大功率	4.0KW	加工角度	A轴: -95°+33°, B轴: ±360°
气压	0.55~0.8MPa		
料盘盘数	96盘		
加工材质	氧化锆、树脂、蜡、PEEK (直径98.5mm, 最大厚度30mm)		
加工类型	内冠、全冠、桥体、嵌体、贴面、桩核、支架、套筒冠、个性化基台牙冠、马泮桥上部修复桥体		

深圳爱尔创口腔技术有限公司

Shenzhen Upcera Dental Technology Co., Ltd.

资料仅供专业人士及内部交流使用*注意事项详见设备说明书



官方公众号