

UPFLNTMill-C41

4 轴 椅 旁 加 工 机





—— 技术参数 ——

尺寸	45x35x42CM	主轴转速	80000转/分
重量	37Kg	刀具数量	5把
电压	220V 50Hz	冷却方式	水冷
最大功率	1.0KW	加工角度	A轴: $\pm 360^{\circ}$
气压	0.42~0.8MPa		
加工材质	玻璃陶瓷、块状树脂/钛棒 (可选)		
加工类型	内冠、全冠、嵌体、贴面/基台 (可选)		

