

UPFLNTScan R1

口内扫描仪



扫描头内加热设计

加热速度快, 温度稳定
防止扫描头镜片起雾

快速取模

直线扫描速度达80mm/s
更快的重建、更优化的匹配算法, 全口真人扫描只需90s起

扫描杆智能匹配

种植扫描模式, 口外轻松扫描
口内1秒快速匹配原始数据, 更迅速、准确的
定位扫描杆, 提高口内种植数据准确性和完整性
降低医生口内种植扫描难度

可100次高温高压灭菌扫描头

双扫描头配置可选, 标配3个标准扫描头
可选配小扫描头, 皆可100次高温高压灭菌

口腔健康报告

在健康报告模式中, 扫完口内数据后
可自动识别龋齿、牙结石、牙菌斑等病灶一键生成健康报告

时尚轻巧

手柄外观整体流线型设计
机身净重240g, 更方便医生操作

— 技术参数 —

手柄尺寸	240X49.5X30.5mm	手柄重量	240g
取相技术	光学连续视频采集	工作时间	>30000小时
扫描深度	0-15mm	扫描头	3个标准扫描头, 1个保护头
扫描精度	单牙 $\leq 15\mu\text{m}$ 全口 $\leq 30\mu\text{m}$	小扫描头	(可选配)
图像模式同步	3D视频	标准扫描头尺寸	79X19.7X15.8mm
快速复位	有	小扫描头尺寸	80X16X11mm
模型优化	有	扫描头防雾方式	采用自加热扫描头
输出文件	STL, PLY(真彩), OBJ	校准头	1(选配)

深圳爱尔创口腔技术有限公司

Shenzhen Upcera Dental Technology Co., Ltd.



客服热线

400-6785005



官方公众号



自助报修程序

资料仅供专业人士及内部交流使用*注意事项详见设备说明书