

UPMILL SMART

4 轴 湿 式 加 工 机



卓越的性价比

饮用水加工 —— 无需添加剂
自动6重车针换刀库
可自动打开的工作室门和抽屉
学习简单, 便于操作

极快的加工速度

最快10分钟内修复体研磨完成
2秒钟内上块状材料
电动高频主轴, 最高转速100,000rpm



超高的精度

高精度铣削和研磨
3 μ m重复精度
重工业品质

—— 技术参数 ——

外形尺寸	471X522x507(mm)	刀库数量	6
重量	66kg	刀具规格	长度35mm
功率	640W	接口	USB
主轴转速	100,000转/分	兼容压缩空气	0.6-0.8Mpa

深圳爱尔创口腔技术有限公司
Shenzhen Upcera Dental Technology Co., Ltd.



客服热线

400-6785005

资料仅供专业人士及内部交流使用*注意事项详见设备说明书



官方公众号



自助报修程序