

UPFLNTMill-A52DW

干/湿两用 五轴齿科加工机



一键切换

一键切换干/湿工作模式
可加工材料多样化

进口核心部件

核心部件采用进口高品质部件，
主轴转速最高可达80000转/分



12寸高清触摸屏

配备超大高清触摸屏
操作更简洁

一体化夹具

采用一体化多工位夹具,可加工圆盘、
钛柱(4工位)、玻璃陶瓷(5工位)

—— 技术参数 ——

尺寸	49x55x75CM	主轴转速	80000转/分
重量	105Kg	加工精度	<0.01mm
电压	220V 50Hz	刀具数量	12把
最大功率	1.0KW	冷却方式	风冷或水冷(内置水箱)
气压	0.5~0.8MPa	加工角度	A轴:±360°, B轴:±35°
加工材质	氧化锆、玻璃陶瓷、钛柱、PEEK、树脂、蜡 (直径98.5mm,最大厚度10~35mm)		
加工类型	内冠、全冠、桥体、嵌体、贴面、桩核、支架、套筒冠、钛合金个性化基台、个性化基台牙冠、马泷桥上部修复桥体		

深圳爱尔创口腔技术有限公司
Shenzhen Upcera Dental Technology Co., Ltd.



客服热线

400-6785005

资料仅供专业人士及内部交流使用*注意事项详见设备说明书



官方公众号



自助报修程序